



evolv^{AI}

SOLUTION AUDITIVE CONNECTÉE



ITE R EVOLV AI 2400 - PREMIUM+ ★★★★★
 ITE R EVOLV AI 2000 - PREMIUM ★★★★★
 ITE R EVOLV AI 1600 - AVANCÉE ★★



LPP Classe II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		2400	2000	1600	AVANTAGES	
PERFORMANCES	Niveau de performances	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	Niveau technologique performant. Doté de 16 canaux et 16 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une bonne résolution sonore, offrant des performances satisfaisantes dans des environnements sonores avec des niveaux de bruit de fond peu importants.	
	Canaux Bandes	24/24	20/20	16/16		
	Bouton-poussoir multifonction	●	●	●	Le bouton-poussoir permet de régler le volume et de changer les programmes.	
	Technologie sans-fil Thrive 2.4 GHz	Autonomie de la batterie	24 heures	24 heures	24 heures	L'ITE R se recharge avec un chargeur qui se branche sur le secteur. Doté d'une batterie intégrée, le chargeur permet d'assurer trois chargements complets de vos aides auditives (sans être branché au secteur) et de savoir qu'elles resteront toujours chargées où que vous soyez.
CONNECTIVITÉ	Indice de protection (IP)	IP5X	IP5X	IP5X	Le premier chiffre correspond au degré de protection contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau.	
	Application Thive	pour les utilisateurs	●	●	●	L'application vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à gérer votre santé et accéder à des informations utiles.
	Application Care	pour les aidants	●			Non disponible
PERFORMANCES AUDITIVES	Voice AI	●				Non disponible
	Mode Edge : Contrôle tactile	●				Avec le Mode Edge, vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle. Celui-ci scanne l'environnement sonore et ajuste l'amplification selon vos besoins et agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin via l'application Thrive Hearing Control.
	NOUVEAU Mode Edge : Accès Appli Thrive	●	●	●		Vous profitez pleinement de vos programmes TV préférés ou de votre musique.
	Streaming audio direct	●	●	●		Vous appuyez sur la touche de votre smartphone pour répondre à vos appels et les recevoir directement dans vos aides auditives. L'accessoire Microphone+ est requis pour certains appareils Android.
	Appels téléphoniques	●	●	●		Désormais, les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers l'iPhone et l'iPad*, vous permettant de converser simplement en mains libres.
	NOUVEAU Audio bidirectionnel	●	●	●		Standard
GESTION DU BRUIT	Optimisation de la musique	●●●●	●●	●		Garantit une qualité sonore confortable dans les environnements bruyants.
	Réduction du bruit	●	●	●		Localise la source sonore et améliore la compréhension de la parole dans les environnements sonores peu bruyants.
	Localisation dans l'espace	●	●	●		Standard
	Synchronisation d'oreille à oreille	●	●	●		Optimise les performances pour un confort d'écoute dans les environnements venant de toutes les directions.
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SONORE	Directionnel Microphones directionnels	●	●	●		Analyse et s'adapte à de multiples environnements sonores simultanément.
	Musique automatique	●●●●	●●	●		Amélioration spatiale de la parole, Bruits mécaniques, Paroles dans le bruit, Bruit transitoire, Vent
	Silence	●●●●	●●	●		
ASSISTANT INTELLIGENT THRIVE	Autres catégories	●	●	●		Traduction
	Traduction	●				Non disponible.
	Transcription audio texte	●	●	●		Non disponible.
	Assistant Thrive	●	●	●		Posez vos questions et obtenez des réponses sur de nombreux sujets.
	Trouver mon téléphone	●	●	●		Permet de localiser votre smartphone si celui-ci est égaré ou perdu. Tapotez 2 fois sur votre aide auditive et dites «Trouver mon téléphone».
	TeleHear Service téléaudiologie	●	●	●		Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.
	Engagement & Suivi d'activité	●	●	●		Le nombre de pas réalisés chaque jour, les mouvements et l'activité physique plus énergique sont suivis et comptabilisés (suivi d'activité). Cette fonction évalue également les bienfaits des aides auditives sur le cerveau en mesurant votre niveau d'écoute active (engagement).
	Détection et alertes de chute	●	●	●		Les aides auditives sont capables de détecter une chute et d'envoyer un message d'alerte à des contacts prédéfinis.
	Rappels vocaux	●	●	●		Programmation de rappels pour vos rendez-vous, prises de médicaments et autres activités personnelles.
	Auto On/Off	●	●	●		Avec cette fonction, vous préservez automatiquement et astucieusement l'énergie de vos aides auditives lorsque vous ne les utilisez pas.
AUTRES FONCTIONS AVANCÉES	Contrôle tactile	●	●	●		Vous pouvez couper le son d'un accessoire sans-fil juste en tapotant 2 fois sur votre oreille.
	Self Check	●	●	●		Vous permet d'effectuer un test diagnostique des composants de vos aides auditives.
	Annulateur de larsen	●	●	●		Système de gestion des Larsens pro-actif qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.
	Générateur de bruit anti-acouphènes Technologie Tinnitus Multiflex	●	●	●		Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)
COMPATIBILITÉ AVEC DES ACCESSOIRES SANS-FIL :	Mini Microphone / Microphone de table / Télécommande	●	●	●	Connectivité via la technologie Bluetooth avec des smartphones et toutes autres sources média Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.	

* Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles ultérieurs, ainsi qu'avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires Starkey fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.